

BeneFusion VP1 Vet


Infuziona pumpa

- Garantuje preciznu infuziju za životinje, Tačnost infuzije $\leq \pm 5\%$
- Visok nivo otpornosti na vodu i prašinu: IP34.
- Inteligentni sistem za sprečavanje začepljenja: DPS i Anti-Bolus, pet podesivih nivoa detekcije mehurića vazduha.
- Uobičajena operacija u manje od 3 koraka.
- Unapred konfigurisani IV kompleti



BeneFusion SP1 Vet

Špric pumpa



- Visoka tačnost brzine $\leq \pm 2\%$ ili $\pm 0,005$ ml/h, koja god da je veća, implicitna je u proizvodu razvijenom za veterinarsku upotrebu
- Funkcija brzog početka: Prva kap se isporučuje u roku od 2-3 sekunde, osiguravajući trenutnu terapiju čak i za najniže stope.
- Visok nivo otpornosti na vodu i prašinu: IP34.
- Inteligentni sistem za upravljanje okluzijom: DPS i Anti-Bolus.
- Uobičajena operacija u manje od 3 koraka.
- Unapred konfigurisani špricevi.