


BeneFusion SP1/SP3/VP1/VP3 Vet

Veterinarska pumpa



BeneFusion SP3/VP3 Vet

SP3 Vet Špric pumpa

Prilagođenost korisniku

- Kompaktan i lagan, jednostavan za nošenje i montiranje
- Rukovanje jednom rukom i intuitivna tastatura
- Izdržljiva baterija za hitne slučajeve i prenos pacijenta

Bezbednost

- Visoka tačnost $\leq \pm 2\%$ koja pogoduje za upotrebu kod malih životinja
- Funkcija brzog pokretanja bez odlaganja kako bi se osigurala pravovremena infuzija
- Prikaz dinamičkog pritiska omogućava realnu pretpostavku o okluzionom pritisku
- Anti-bolus funkcija za oslobađanje okluzionog pritiska i očuvanje bezbednosti životinje

Mogućnost povezivanja

- Dostupna WiFi veza
- Podržana montaža na stalak



BeneFusion SP1/VP1 Vet

SP1 Vet Špric pumpa

Prilagođenost korisniku

- Kompaktan i lagan, jednostavan za nošenje i montiranje
- Rukovanje jednom rukom i intuitivna tastatura
- Izdržljiva baterija za hitne slučajeve i prenos pacijenta

Bezbednost

- Visoka tačnost $\leq \pm 2\%$ koja pogoduje za upotrebu kod malih životinja
- Funkcija brzog pokretanja bez odlaganja kako bi se osigurala pravovremena infuzija
- Prikaz dinamičkog pritiska omogućava realnu pretpostavku o okluzionom pritisku
- Anti-bolus funkcija za oslobađanje okluzionog pritiska i očuvanje bezbednosti životinje

Mogućnost povezivanja

- Dostupna WiFi veza
- Podržana montaža na stalak



VP3 Vet Infuziona pumpa

Prilagođenost korisniku

- Kompaktan i lagan, jednostavan za nošenje i montiranje
- Izdržljiva baterija za hitne slučajeve i prenos pacijenta
- Veliki ekran za intuitivan rad

Bezbednost

- Prikaz dinamičkog pritiska za pretpostavku o okluzionom pritisku
- Anti-bolus funkcija za oslobađanje okluzionog pritiska i očuvanje bezbednosti životinje
- Detektori visoke osetljivosti:
 - Senzori vazduha minim. 20 μ L
 - Senzori pritiska minim. 75mmHg
- Sekvencijalni mod podržava više infuzija (piggyback)

Mogućnost povezivanja

- Dostupna WiFi veza
- Podržana montaža na stalak



VP1 Vet Infuziona pumpa

Prilagođenost korisniku

- Kompaktan i lagan, jednostavan za nošenje i montiranje
- Izdržljiva baterija za hitne slučajeve i prenos pacijenta
- Jednostavan za rad i instaliranje IV setova

Bezbednost

- Prikaz dinam.pritiska za pretpostavku o okluzionom pritisku
- Visoko osetljiva detekcija mehurića vazduha: min.50 μ L
- IP34 klasa zaštite

Mogućnost povezivanja

- Dostupna WiFi veza
- Podržana montaža na stalak

